# Aufbau und Justage eines Leckstrahlmikroskopes zum Nachweis des plasmonischen Spin-Hall-Effektes Bachelorarbeit

Hanno Christiansen

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

2021


# Gliederung

Theorie

Surface Plasmon Polariton (SPP)
Plasmonischer Spin-Hall-Effekt (PSHE)

Messung und Methoden

# Surface Plasmon Polariton (SPP)



# Orientierung der Felder


$$\vec{E}_{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \pm k_{\text{spp}}/k_{z,n} \end{pmatrix} E_{0} \exp\left(i\left(k_{\text{spp}}x + k_{z,n}|z| - \omega t\right)\right)$$
(1a)

$$\vec{H}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} H_0 \exp\left(i\left(k_{\rm spp}x + k_{z,n}|z| - \omega t\right)\right) \tag{1b}$$

# Dispersion SPP

$$k_{\rm spp}(\omega) = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon_D \epsilon_M(\omega)}{\epsilon_D + \epsilon_M(\omega)}} = k_0(\omega) n_{\rm eff}(\omega)$$
(2)

# Dispersion SPP



#### Kretschmann-Konfiguration




Figure: Schematischer Aufbau der Kretschmann-Konfiguration. Die Abbildung ist an [?] angelehnt

$$\sin(\theta_E) = \frac{\mathbb{R}e\{k_{\text{spp}}\}}{k_{D_1}}$$

$$\Rightarrow \mathbb{R}e\{k_{\text{SPP}}\} = \sin(\theta_E)k_0\sqrt{\epsilon_{D_1}}$$
(3)
(4)

#### Leckstrahlung





Figure: Abstrahlung von Leckstrahlung in einem Drei-Schichtsystem

$$\mathbb{R}e\{k_{\mathrm{spp}}\} = \sin(\theta_{\mathrm{L}})k_{0}\sqrt{\epsilon_{D_{1}}}$$
 (5)

# Spin von elektromagnetischer Strahlung



# Spinerhaltung




Figure: Spin-Erhaltung beim plasmonischen Spin-Hall-Effekt. In blau ist jeweils der Spin des Plasmons und der anregenden Strahlung gekennzeichnet.

# Raumfrequenzdarstellung Elektromagnetischer Strahlung

$$\vec{E}(x,z) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k_x \hat{\vec{E}}(k_x,z) \exp(ik_x x) \tag{6}$$

$$\hat{\vec{E}}(k_x, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \vec{E}(x, z) \exp(-ik_x x) \tag{7}$$

Medium entlang der x-Achse homogen, isotrop, linear und quellfrei:

$$\hat{\vec{E}}(k_x, z) = \hat{\vec{E}}(k_x, z = 0) \exp(\pm ik_z)$$
 (8)

mit:

$$k_z := \sqrt{k^2 - k_x^2} \tag{9}$$

#### Raumfrequenzspektrum zirkular polarisierter Dipol




Figure: Raumfrequenzspektrum eines zirkular polarisierten Dipols für links und rechts zirkulare Polarisation

#### Leckstrahlmikroskopie




Figure: Schematischer Aufbau

# Leckstrahlmikroskopie




Figure: Aufsicht des Aufbau